



KERAGLASS



UZÁVĚRY KONCŮ KAPILÁR / LANCETY DIU / MÍCHACÍ DRÁTKY DO KAPILÁR
CAPILLARY END CLOSURE CAPS / LANCETS DIU / MIXING WIRES FOR CAPILLARIES
KAPILLARENDENVerschLÜSSE / LANZETTEN DIU / MISCHDRÄHTE FÜR KAPILLAREN
TAPPI PER LA CHIUSURA DELLE ESTREMITÀ DEI CAPILLARI / LANCETTE DIU / FILAMENTI PER LA MISCELAZIONE



UZÁVĚRY KONCŮ KAPILÁR

Uzávěry konců kapilár (čepičky) slouží k uzavření konců kapilár s krví před promícháním.

Uzávěry jsou dodávány nesterilní a ve dvou velikostech:

- Pro kapiláry typu 90/100 a 125/140
- Pro kapiláry typu 125/200 (černé barvy).

LANCETY DIU:

Lancety DIU 2,5 a 3,5 se užívají k narušení pokožky za účelem získání vzorků krve.

Lancety jsou dodávány nesterilní (návod ke sterilizaci je výrobcem přiložen) a v hromadném balení.

MÍCHACÍ DRÁTKY DO KAPILÁR:

Drátky se vkládají do skleněných kapilár za účelem správného promíchání krve uvnitř kapiláry.

Dodávají se balené po 50, 75, 100, 500, 750 nebo 1000 kusech.



CAPILLARY END CLOSURE CAPS

Capillary end closure caps are used to close the capillars containing blood before mixing.

They are delivered non-sterile, in two sizes:

- for capillaries type 90/100 and 125/140
- for capillaries type 125/200 (black).

LANCETS DIU:

Lancets DIU 2,5 and 3,5 are used to puncture the skin in order to collect blood samples.

They are delivered non-sterile (the instruction for sterilisation is enclosed) and in a grand-packaging.

MIXING WIRES FOR CAPILLARIES:

The wires are useful for blood mixing inside of capillary.

They are delivered nonsterile in 6 packing: at 50 wires a piece, on 75, 100, 500, 750 and 1000.



KAPILLARENDENVerschLÜSSE

Verschlüsse der Kapillarenden (Kappen) dienen zum Verschließen der Kapillarenden mit Blut vor dem Vermischen.

Die Verschlüsse werden unsterilisiert und in zwei Größen geliefert:

- für Kapillaren vom Typ 90/100 und 125/140
- für Kapillaren vom Typ 125/200 (Farbe schwarz).

LANZETTEN DIU:

Die Lanzetten DIU 2,5 und 3,5 werden für das Schwächen der Haut zwecks Entnahme einer Blutprobe benutzt.

Die Lanzetten werden unsteril (die Sterilisierungsanleitung ist vom Hersteller beigefügt) und in einer Sammelverpackung geliefert.

MISCHDRÄHTE FÜR KAPILLAREN:

Die Drähte werden in die Glaskapillaren für ordnungsmäßige Mischung des Bluts in der Kapillare eingefügt.

Diese werden je 50, 75, 100, 500, 750 bzw. 1000 Stück geliefert.



TAPPI PER LA CHIUSURA DELLE ESTREMITÀ DEI CAPILLARI

I tappi per la chiusura delle estremità dei capillari (cappelletti) servono alla chiusura dei capillari contenenti il sangue, prima della miscelazione.

I tappi sono forniti non sterilizzati e di due misure:

- per capillari tipo 90/100 e 125/140
- per capillari o tipo 125/200 (di colore nero).

LANCETTE DIU:

Le lancette DIU 2,5 e 3,5 si utilizzano per forare la pelle al fine di prelevare i campioni di sangue.

Le lancette sono fornite non sterilizzate (le istruzioni per la sterilizzazione vengono fornite dal produttore) ed in confezione collettiva.

FILAMENTI PER LA MISCELAZIONE:

I filamenti vengono inseriti all'interno dei capillari in vetro al fine di effettuare la corretta miscelazione del sangue all'interno del capillare.

Vengono forniti in confezioni da 50, 75, 100, 500, 750 oppure 1000 pezzi.



UZÁVĚRY KONCŮ KAPILÁR / LANCETY DIU / MÍCHACÍ DRÁTKY DO KAPILÁR
 CAPILLARY END CLOSURE CAPS / LANCETS DIU / MIXING WIRES FOR CAPILLARIES
 KAPILLARENDENVERSCHLÜSSE / LANZETTEN DIU / MISCHDRÄHTE FÜR KAPILLAREN
 TAPPI PER LA CHIUSURA DELLE ESTREMITÀ DEI CAPILLARI / LANCETTE DIU / FILAMENTI PER LA MISCELAZIONE



Čeština	Počet ks v obalu	Výrobní barva	Kapiláry
English	Pieces per pack	Product color	Capillary Tube
Deutsch	Stück pro Packung	Produkt Farbe	Kapillarrohr
Italiano	Pezzi nel contenitore	Colore Prodotto	Capillare
	1500	■	90/100
	1500	■	125/140
	1000	■	125/200



Čeština	Počet ks v obalu	Délka v
English	Pieces per pack	Lenght
Deutsch	Stück pro Packung	Länge
Italiano	Pezzi nel contenitore	Lunghezza
	100	2,5 [mm]
	100	3,3 [mm]



Čeština	Počet ks v obalu	Délka v	Průměr v
English	Pieces per pack	Lenght	Diameter
Deutsch	Stück pro Packung	Länge	Durchmesser
Italiano	Pezzi nel contenitore	Lunghezza	Diametro
	50	11 [mm]	0,8 [mm]
	75	11 [mm]	0,8 [mm]
	100	11 [mm]	0,8 [mm]
	500	11 [mm]	0,8 [mm]
	750	11 [mm]	0,8 [mm]
	1000	11 [mm]	0,8 [mm]