



KERAGLASS



KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDELENÍ
 CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
 KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN
 CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Kapiláry pro vyšetření krevního obrazu
 Capillary tubes for examination of blood count
 Kapillaren für die Blutbilduntersuchung
 Capillare per esame emocromo



KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDELENÍ

Kapiláry pro vyšetření krevního obrazu

Rozměrové tolerance:

95/195

Na délku ± 0.8 milimetru

Na objem ± 0,8 mikrolitru

Kvalitativní parametry:

Kapiláry jsou dodávány s protisrážlivou úpravou (heparin sodný, litný, amonný, chelaton, dle požadavku zákazníka) nebo bez protisrážlivé úpravy.

Kapiláry jsou vyráběny ze skla SIMAX.

Užití:

Vyšetření krevního obrazu z kapilární krve.



CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION

Capillary tubes for examination of blood count

Dimensional tolerance:

95/195

Length ± 8 mm

Volume ± 8 µl

Qualitative parameters:

Capillary tubes are delivered with antiprecipitation treatment (sodium heparin, lithium, ammonium heparin, K2-EDTA (chelator), according to the customer demand) or without antiprecipitation treatment. Capillary tubes are produced from glassmelt SIMAX.

Using:

For examination of blood counts from capillary blood.



KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN

Kapillaren für die Blutbilduntersuchung

Maßtoleranzen:

95/195

Länge ± 0,8 Millimeter

Volumen ± 0,8 Mikroliter

Qualitätsparameter:

Die Kapillaren werden mit Behandlung gegen Gerinnbarkeit (Natrium-, Lithium-, Ammonium-Heparin, Chelaton - nach Kundenwunsch) geliefert.

Die Kapillaren werden aus SIMAX Glas hergestellt.

Anwendung:

Untersuchung des Blutbilds anhand des kapillaren Bluts.



CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Capillare per esame emocromo

Tolleranze sulle misure:

95/195

Lunghezza ± 0,8 millimetri

Volume ± 0,8 microlitri

Parametri di qualità:

I capillari sono forniti con il trattamento anticoagulante (eparina di sodio, litio, ammonio, chelatore, come da richiesta del cliente) oppure senza trattamento anticoagulante. I capillari sono prodotti in vetro SIMAX.

Utilizzo:

Esame emocromo da sangue capillare.



KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ
 CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
 KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN
 CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Kapiláry pro vyšetření krevního obrazu
 Capillary tubes for examination of blood count
 Kapillaren für die Blutbilduntersuchung
 Capillare per esame emocromo



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	95/195	
Délka v	Length	Länge	Lunghezza	[mm]	95
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,63
Objem v	Volume	Volum	Volume	[μl]	195
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,57
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	25	