



KERAGLASS



KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDELENÍ
CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN
CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Kapiláry pro stanovení mikrohematokritu
Capillary tubes for determination of microhaematocryt
Kapillaren für die Festlegung des Mikro-Hämatokrits
Capillari per la determinazione del microematocrito



KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDELENÍ

Kapiláry pro stanovení mikrohematokritu

Rozměrové tolerance:

50/40

Na délku $\pm 0,8$ milimetru

Na objem ± 4 mikrolitry

75/60

Na délku $\pm 0,8$ milimetru

Na objem ± 6 mikrolitrů

Kvalitativní parametry:

Kapiláry jsou vyráběny ze skla KS 80 nebo ze skla SIMAX a jsou dodávány s protisrážlivou úpravou (heparin sodný, litný, amonný - dle požadavku zákazníka) nebo bez protisrážlivé úpravy.

Užití:

Stanovení mikrohematokritu.



CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION

Capillary tubes for determination of microhaematocryt

Dimensional tolerance:

50/40

Length $\pm 0,8$ mm

Volume ± 4 μ l

75/60

Length $\pm 0,8$ mm

Volume ± 6 μ l

Qualitative parameters:

Capillary tubes are produced from glassmelt KS 80 or glassmelt SIMAX and are delivered with antiprecipitation treatment (sodium, lithium, ammonium heparin – according to the customer demand), or without antiprecipitation treatment.

Using:

For determination of microhaematocryt.



KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN

Kapillaren für die Festlegung des Mikro-Hämatokrits

Maßtoleranzen:

50/40

Länge $\pm 0,8$ Millimeter

Volumen ± 4 Mikroliter

75/60

Länge $\pm 0,8$ Millimeter

Volumen ± 6 Mikroliter

Qualitätsparameter:

Die Kapillaren werden aus dem Glas KS 80 bzw. SIMAX Glas hergestellt und werden mit Behandlung gegen Gerinnbarkeit (Natrium-, Lithium-, Ammonium-Heparin - nach Kundenwunsch) bzw. ohne Behandlung gegen Gerinnbarkeit geliefert.

Anwendung:

Festlegung des Mikrohämatokrits.



CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Capillari per la determinazione del microematocrito

Tolleranze sulle misure:

50/40

Lunghezza $\pm 0,8$ millimetri

Volume ± 4 microlitri

75/60

Lunghezza $\pm 0,8$ millimetri

Volume ± 6 microlitri

Parametri di qualità:

I capillari sono prodotti da vetro KS 80 oppure da vetro SIMAX e sono forniti con trattamento anticoagulante (eparina di sodio, di litio, di ammonio – su richiesta del cliente) oppure senza trattamento anticoagulante.

Utilizzo:

Determinazione del microematocrito.

KAPILÁRY PRO HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ
CAPILLARY TUBES FOR WARDS OF HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
KAPILLAREN FÜR HÄMATOLOGISCHE ABTEILUNGEN UND TRANSFUSIONSABTEILUNGEN
CAPILLARI PER REPARTO EMATOLOGICO E TRASFUSIONALE

Kapiláry pro stanovení mikrohematokritu
Capillary tubes for determination of microhaematocrit
Kapillaren für die Festlegung des Mikro-Hämatokrits
Capillari per la determinazione del microematocrito



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	75/60	
Délka v	Lenght	Länge	Lunghezza	[mm]	75
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,0
Objem v	Volume	Volume	Volume	[µl]	60
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,17
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	200	



Čeština	English	Deutsch	Italiano		
Výrobní název	Product name	Produktname	Nome Prodotto	50/40	
Délka v	Lenght	Länge	Lunghezza	[mm]	50
Vnitř. Průměr v	Internal Diameter	Innendurchmesser	Diametro interno	[mm]	1,0
Objem v	Volume	Volume	Volume	[µl]	40
Minimál. Síla Stěny v	Minimum Wall Thickness	Minimale Wandstärke	Spessore Minimo Vetro	[mm]	0,17
Počet ks v obalu	Pieces per pack	Stück pro Packung	Pezzi nel contenitore	200	